


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE		
	<b>SLUŽBA ZA EKOLOGIJU</b>	<b>NAZIV: UPUTA ZA PRAVILNO UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE</b>
		OZNAKA: SE-OBR 5.8-1/1
		IZDANJE: 01
		STRANICA: 1/1

## UPUTA ZA PRAVILNO UZORKOVANJU VODE ZA PIĆE

U svrhu ocjene zdravstvene ispravnosti vode za piće, sukladno „Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ (NN 47/2008) vanjski kupci mogu dostaviti uzorak vode za piće na ispitivanje. Ispitivanje započinje uzorkovanjem, stoga je vrlo važno pravilno uzeti uzorak vode ). U slučaju uzorkovanja vode iz autocisterni uzorak se uzima na izlaznoj slavini, ukoliko je nema uzorkuje se preko izlaznog hidranta, uz obvezu poštivanja pravila tehnike uzorkovanja. Voda za piće iz slavine uzima se na slijedeći način:

- prije uzorkovanja potrebno je ukloniti sve nastavke sa slavine ( gumeno crijevo, metalnu mrežicu ako ih slavina ima )
- pustiti da voda teče oko 5-10 minuta ( vrijeme ispiranja )
- zatvoriti vodu ( slavinu )
- upaljačem oprezno spaliti otvor slavine
- otvoriti vodu

Naliti vodu u dvije boce koje se obavezno preuzimaju u Službi za ekologiju ZZJZ Šibensko-kninske županije. Staklena sterilna boca namijenjena je za mikrobiološka ispitivanja i sadrži Natrij tiosulfat (vidljiv u boci u praškastom obliku ). Prilikom otvaranja i punjenja boce paziti da ne dođe do sekundarnog onečišćenja boce, poklopca i slavine ( ne dirati rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce ili čepa i otvor slavine). Bocu za mikrobiološku analizu treba puniti izravno, postaviti je neposredno ispod izljevno mjesto (slavine ) i napuniti je do grla – navoja sterilne staklene boce staviti „malo zraka“). Na isti način se puni plastična boca za fizikalno- kemijska ispitivanja ali je treba napuniti do vrha ( bez zraka ).

- Uzorak dostaviti u Službu za ekologiju najkasnije u roku od 6 sati nakon uzorkovanja.
- Primanje uzoraka u Službi za ekologiju obavlja se od 8-13 h svakog radnog dana.